


KULLANIM TALİMATLARI

Size 2 etiketle birlikte test yapabileceğinizi yazan bir mektup gelirse, 1.ci ve 2.ci ve daha sonrada 3.cü aşamaya geçin. Mektup gelmezse hemen aşağıda yazılı 1bis aşamasına geçiniz.



1 Büyük etiketi kitinizin ortasında bulunan kimlik bilgilerinin bulunduğu fişin üzerine yapıştırın ve fişi doldurun.



2 Küçük etiketin üzerine, testi yaptığınız tarihi yazınız. Etiketü tüpün düz kısmına « Nom » ve « Date » yazılı kısma yapıştırın.



1 bis Kitin ortasında bulunan formu, etiket dahil olacak şekilde dikkatlice doldurun.



2 bis Etiketü tüpün düz kısmına « Nom » ve « Date » yazılı kısma yapıştırın. Daha sonra 3.cü aşamaya geçin.



3 Kendiliğinden yapışan kağıtları klozetin etrafına yapıştırarak dışkıınızı toplayınız. Kağıdın üzerine yavaşça oyuk yapmak için bastırınız.


DİKKAT : Testin doğru çıkması için herhangi bir sıvıyla karışmaması gerekmektedir (idrar, çamaşır suyu...).



4 Tüpü kapağını döndürerek açın.



5 Çubuk yardımıyla dışkının bir kaç farklı bölgeden numunelerini toplayınız.




6 Çubuğun uç kısmındaki oluklar dışkıyla tamamen dolu olmalıdır.



7 Tüpü kapatınız ve iyice çalkalayınız.



8 Tüpün üzerine doldurulmuş etiketi yapıştırdığınızı kontrol edin.
Tüpü korumalı poşetine yerleştirin.



9 İçerisinde test olan poşeti üzerinde ücretsiz posta yazan zarfa doldurmuş olduğunuz kimlik tanımlama formu ile birlikte yerleştiriniz ve zarfı kapayınız.



10 Testi yaptıktan en geç 24 saat içerisinde zarfı postaya atınız.

Sonuçlar size 15 gün içerisinde postayla yollanacaktır.

Sonuçlara internet kanalıyla ulaşmak isterseniz, www.resultat-depistage.fr adresinden sorgulayabilirsiniz (Davet mektubu numarası veya tüp üzerinde bulunan numaralara ihtiyacınız olacaktır).

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

- Doktorunuzdan bilgi alınız.
- jefaismondepistage.fr
- **0 805 123 124** numaralı (şehir içi hatlardan ücretsiz görüşme) telefonda Pazartesi'den Cumaya saat 9 – 19 arası, Cumartesi saat 9 - 14 arası.
- Yerel görüntüleme merkeziniz ile temas kurunuz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

- **Testin geçerlilik süresi ne kadardır ?**
Son kullanma tarihi tüpün yanında yazılıdır.
- **Testi kaybettim/test zarar gördü. Ne yapabilirim ?**
Doktorunuzdan ücretsiz yeni bir test isteyiniz.
- **Örnek toplanması ile ilgili sorun yaşandı Ne yapabilirim?**
Doktorunuz ile temas kurunuz, size tavsiyelerde bulunup yeni bir test göndereceklerdir.